



Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η SGE (πλέον Trajan Scientific & Medical) έχει αναγνωριστεί ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη τριχοειδών στηλών για την αέρια χρωματογραφία.

Η SGE ήταν η πρώτη εταιρεία που ανέπτυξε και προσέφερε πολλές νέες στατικές φάσεις, συμπεριλαμβανομένης της sol-gel.


Οι τριχοειδείς στήλες της Trajan Scientific & Medical, βρίσκουν εφαρμογή σε αναλύσεις τροφίμων και ποτών, καθώς και σε περιβαλλοντικές, σε βιολογικές και σε φαρμακευτικές αναλύσεις.

**ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΛΩΝ  
SGE-TRAJAN  
ΕΠΩΦΕΛΕΙΣΤΕ ΤΟ**

**10%**

**ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  
ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ**





## Αντίστοιχες φάσεις που αντικαθιστούν οι SGE-Trajan Τριχοειδείς Στήλες Αέριας Χρωματογραφίας

### BP1

CP-Sil 5 CB, DB-1, DB-Petro, Elite-1, HP-1, HP-1ms, Petrocol DH, Rtx-1, SPB-1, SPB-1 SULFUR, Ultra 1, VB-1, VF-1ms, ZB-1

### BPX1

DB-2887, DB-HT Sim Dis, HP-1, Petrocol 2887, Petrocol EX2887, Rtx-2887

### SolGel-1ms™

DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1, VF-1ms

### BP1 PONA

Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA

### BP5

DB-5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB-5, MDN-5, CP-Sil 8CB, VB-5, ZB-5, VF-5ms

### BPX5

DB-5, DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms

### BP5MS

DB-5ms, ZB-5ms, Rxi-5Sil MS, VF-5ms, CP-Sil 8 CB

### HT5

Χωρίς ισοδύναμη φάση.

### HT8

Χωρίς ισοδύναμη φάση.

### HT8-PCB

Χωρίς ισοδύναμη φάση.

### BP10 (1701)

DB-1701, Rtx-1701, SPB-7, HP-1701, CP-Sil 19CB, 007-1701, PE-1701, SP-1701

### BPX35

DB-35, DB-35ms, Rtx-35, HP-35, HP-35MS, SPB-35, MDN-35

### BPX608

DB-608, Rtx-35, SPB-608, HP-35, ZB-35

### BPX-VOLATILES

DB-VRX, HP-624, OPTIMA 624, ELITE-624, 007-624, RTXVOLATILES, SPB-624, TRV1, CPSIL 13 CB, VOCOL, VB-624, CP-624

### BP624

DB-624, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select624CB, 007-624, Rtx-Volatiles, VOCOL, ZB-624

### BPX50

OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17

### BP20 (WAX)

Carbowax 20M, CP-Wax 52 CB, DB-WAX, Elite-WAX, HP-20M, HP-INNOWax RH-WAX, Rtx-Wax, Stabilwax, SUPELCOWAX 10, TG-WaxMS, VF-WAXms, ZB-WAX

### SolGel-WAX™

DB-Wax, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wax, Nukol, CP, Wax 52CB, VB-WAX, ZB-WAX

### BP21 (FFAP)

DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, CPWax-58CB

### BPX70

DB-23, Rtx-2330, SP-2330, CP-Sil 88, SP2380, HP-23

### BPX90

Χωρίς ισοδύναμη φάση.

### BP BOND Q


PoraBOND Q, Rt-Q-BOND, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT, TracePLOT TG-BOND Q

### BP BOND U

PoraBOND U, Rt-U-BOND, TracePLOT TG-BOND U

### BP BOND Molsieve 5A

CP-Molsieve 5A, Mol Sieve 5A PLOT, MXT-Msieve 5A, Rt-Msieve 5A, TracePLOT TG-BOND Msieve 5A



## Αυξανόμενη πολικότητα των Trajan στατικών φάσεων

Εφαρμογές Τριχοειδών Στηλών της *Trajan Scientific & Medical*



Θεσσαλονίκη  
 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης  
 Ο.Τ. 33Α, Τ.Θ. 1213, Τ.Κ. 57 022, Σίνδος  
 Τηλ.: 2310 550669/540410  
 Fax: 2310550073

Αθήνα  
 Λευκών Ορέων 87  
 Τ.Κ. 15234, Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 210 3417263  
 Fax: 210 3417264



Info: [info@rigaslabs.gr](mailto:info@rigaslabs.gr)

Sales: [sales@rigaslabs.gr](mailto:sales@rigaslabs.gr)

Production & Service: [service@rigaslabs.gr](mailto:service@rigaslabs.gr)



[www.rigaslabs.gr](http://www.rigaslabs.gr)

You received this email because you signed up on our website  
 or made a purchase from us.

[you\\_unsubscribe](#)